

# TEKNISK INFORMASJON



KLEEN  
PURGATIS

## OVERFLATEDESINFISERINGSMIDDEL

### OROSEPT VK VAH (DGHM) oppført



Art.-nr. 142.552 10-l-Kanister  
Varenr. 142.553 6 x 1 liters flaske

- Høyttels desinfiserende rengjøringsmiddel
- bredt spekter av effektivitet, meget god rengjøringsytelse
- aldehydrofrei
- VAH-listet (DGHM), samsvarer med RKIs retningslinjer
- effektiv mot bakterier, sopp, sopp (f.eks. Staphylococcus aureus inkludert MRSA, Aspergillus niger, Candida albicans)  
EN 1040, EN 1276, EN 1650 (mat, industri, etc.), EN 13697, EN 1656 (veterinær), EN 1657 (veterinær))
- Fullstendig virucidal effektiv mot ikke-innkapslede virus (adenovirus, poliovirus, norovirus, rotavirus) og innkapslede virus (HCV, HBV, HIV, influensa A + B, BVDV, vacciniavirus), testet i henhold til RKI/DVV-retningslinjer og EN 14476
- effektiv mot sporedannende som Clostridium difficile (EN 13704)

#### BRUKSOMRÅDE:

Orosept VK er egnet for desinfiserende rengjøring i storkjøkken og matområder, på sykehus, aldershjem, svømmebasseng, sanitærrområder, badstuer og i allmennpraksis. Passer for alle vannrette, alkalisk stabile overflater.

#### INSTRUKSJONER FOR BRUK OG DOSERING i henhold til rapporten:

bakteriedrepende/ Levurosidia	Økologisk Byrde	Konsentrasjon [%]	Eksponeeringstid [min]
<b>VEKTEN</b>	liten mengde	2,0	15
		1,0	60
		0,5	240
	høy	2,0	15
		1,0	240

#### KLEEN PURGATIS GmbH

##### Hovedkvarter

Dieselstraße 10  
D-32120 Hiddenhausen  
Telefon +49 (0) 5223 9970-40  
Faks +49 (0) 5223 9970-195  
info@kleen-purgatis.de

##### Internasjonalt salg

Firststrasse 15  
CH-8835 Feusisberg  
Telefon +41 (0) 44 515 35 61  
Faks +41 (0) 44 515 35 69  
info@kleen-purgatis.ch

[www.kleen-purgatis.de](http://www.kleen-purgatis.de)

Et selskap av  
BUDICH GROUP

28/04/2016

effektivitet	Økologisk Byrde	Konsentrasjon [%]	eksponeringstid [min]
Bakteriedrepende EN 1276 P. aeruginosa, S. aureus, E. coli og E. hirae		1,5 (20 °C)	5
Bakteriedrepende EN 1276 L. spør	liten mengde	1,0	5
Bakteriedrepende EN 1276 S. aureus MRSA ATCC 33592	høy	1,0 (20 °C)	5
Soppdrepende middel EN 1650 C. albicans	høy	0,5	15
Soppdrepende middel EN 1650 A. brasiliensis	liten mengde	2,5	15
Bakteriedrepende EN 13697 P. aeruginosa, S. aureus, E. coli og E. hirae	høy	7,0 1,0	5 60
Soppdrepende middel EN 13697 C. albicans	høy	3,0 2,0 1,0	5 15 60
Soppdrepende middel EN 13697 A. brasiliensis	høy	4,0	15
Bakteriedrepende EN 1656 P. aeruginosa, S. aureus, P. vulgaris og E. hirae	høy	4,0 (10 °C)	30
Soppdrepende middel EN 1657 C. albicans	høy	2,0 (10 °C)	30
Bakteriedrepende EN 14561 P. aeruginosa, S. aureus og E. hirae	liten mengde	2,5	15
Levurozid EN 14562 C. albicans	liten mengde	3,0 4,0 6,0	15 30 120
Bakteriedrepende EN 13727 P. aeruginosa, S. aureus og E. hirae	høy	2,0 1,0	5 60
Soppdrepende midler EN 13624 C. albicans	høy	1,0 0,25	5 60
Soppdrepende middel EN 13624 A. brasiliensis	høy	4,0	60

Virus (RKI/DVV retningslinjer)	Økologisk Byrde	konsentrasjon [%]	eksponeringstid [min]
Poliovirus	høy	5,0	15
		4,0	60
ECBO-virus	høy	5,0	30
		3,0	60
Adeno virus	høy	4,0	30
Noro Virus	høy	4,0	30
Rota Virus	høy	3,0	15
Vaccinia virus	høy	2,0	5
Polyoma Virus SV 40	høy	2,0	30

**KLEEN PURGATIS GmbH****Hovedkvarter**

Dieselstraße 10  
D-32120 Hiddenhausen  
Telefon +49 (0) 5223 9970-40  
Faks +49 (0) 5223 9970-195  
info@kleen-purgatis.de

**Internasjonalt salg**

Firststrasse 15  
CH-8835 Feusisberg  
Telefon +41 (0) 44 515 35 61  
Faks +41 (0) 44 515 35 69  
info@kleen-purgatis.ch

[www.kleen-purgatis.de](http://www.kleen-purgatis.de)

**Et selskap av  
BUDICH GROUP**

Viren (EN 14476)	Økologisk Byrde	konsentrasjon [%]	eksponeringstid [min]
Poliovirus EN 14476	liten mengde	4,0	30
	høy	6,0	120
Adeno virus EN 14476	liten mengde	2,0	15
	høy	2,0	60
Novovirus EN 14476	liten mengde	4,0	15
	høy	2,0	5
Influenza A (H7N9-virus) EN 14476	liten mengde	2,0	15
	høy	0,5	5
Duck Hepatitt B-virus (HBV) EN14476	høy	5,0	5
Bovint Corona Virus (BCV) EN 14476	liten mengde	1,0	1

Sporicidal ytelse EN 13704 Økologisk	Byrde	konsentrasjon [%]	eksponeringstid [min]
Bacillus cereus	liten mengde	4,0	60
Bacillus Subtilis	liten mengde	5,0	60
Clostridium difficile	liten mengde	5,0	60

Bruk kun i spesifiserte konsentrasjoner og eksponeringstider. Skyll overflater godt med vann.

Før bruk, sjekk materialkompatibilitet på et usynlig område. Intet ansvar kan aksepteres for feil bruk og skader som følge av dette. Bruk Orosept VK trygt. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

#### TEKNISKE DATA:

Utseende: ..... klart, fargeløst til svakt gult

Lukt: ..... karakteristisk

Tetthet: ..... 1,06 g/cm<sup>3</sup>

pH-Wert: ..... ca. 1,3

Giskode: ..... GD 40

#### INGREDIENSER:

5–15 %: ..... ikke-ioniske overflateaktive stoffer,  
kationiske overflateaktive stoffer

Ytterligere informasjon: 100 g Orosept VK inneholder 6,93 g didecyldimetylammoniumklorid  
Inneholder aktivt desinfeksjonsmiddel

Godkjenningsnummer: ..... N-39744 – godkjent for desinfeksjon i næringsmiddelsektoren

Holdbarhet: ..... 3 år i originalbeholderen

De overflateaktive stoffene i dette preparatet oppfyller betingelsene for biologisk nedbrytbarhet som fastsatt i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler.

#### MERKING:



Fare

Inneholder didecyldimetylammoniumklorid,  
2-amino-etanol

**Faresetninger:** H314: Gir alvorlige forbrenninger på huden og øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H400 Meget giftig for vannlevende organismer.

**Sikkerhetssetninger:** P280: Bruk vernehansker/øyevern. P303+361+353: VED HUDKONTAKT (eller hår): Ta umiddelbart av alle forurensete klær. Vask huden med vann. P305+351+338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis mulig. Fortsett å skylle. P301+330+331: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekninger. P304+340: VED INNÅNDING: Flytt til frisk luft og sørg for at den hviler i en stilling som letter pusten. P312: Hvis du føler deg uvel, ring et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P403+233: Hold beholderen tett lukket på et godt ventilert sted. P501: Kast innholdet til deponeringsanlegg for farlig avfall.

#### KLEEN PURGATIS GmbH

##### Hovedkvarter

Dieselstraße 10

D-32120 Hiddenhausen

Telefon +49 (0) 5223 9970-40

Faks +49 (0) 5223 9970-195

info@kleen-purgatis.de

##### Internasjonalt salg

Firststrasse 15

CH-8835 Feusisberg

Telefon +41 (0) 44 515 35 61

Faks +41 (0) 44 515 35 69

info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

##### Et selskap av

BUDICH GROUP

**TRANSPORT:** UN-nummer: 1903 / Beskrivelse: Desinfeksjonsmiddel, flytende, etsende, nos (2-aminoetanol, didecyldimetylammoniumklorid) / Klasse: 8 / Emballasjegruppe: III / ADR